



INSTRUMENTATION DU SEGMENT ANTÉRIEUR

Maîtriser les techniques d'observation du segment antérieur

SANTÉ OCULAIRE

OBJECTIFS DÉTAILLÉS

- Maîtriser l'observation du segment antérieur
- Utiliser l'ensemble des techniques d'observation au biomicroscope

PUBLIC & PRÉREQUIS

Opticiens diplômés ayant suivi une formation de niveau II de type Licence en réfraction et vision binoculaire.

PROGRAMME THÉORIQUE

- Comprendre l'optique au biomicroscope
- Apprendre les différentes techniques d'observation du segment antérieur
- Reconnaître un état oculaire standard, rappel des notions d'anatomie du segment antérieur
- Apprendre un système de gradation de l'état oculaire
- Reconnaître les pathologies du segment antérieur : orgelet, conjonctive, blépharites, kératite

PROGRAMME PRATIQUE

- Observation et gradation du segment antérieur
- Observer les paupières, cils et conjonctives
- Observer les larmes
- Observer le limbe
- Observer la cornée
- Observer l'iris et l'angle irido-cornéen
- Observer la chambre antérieure
- Observer le cristallin



DURÉE

2 jours (14h)
en présentiel



LIEU

A l'ISV-Formation ou sur site



TARIFS

A l'ISV : 630€ HT
Sur site : nous contacter



INSTITUT DES SCIENCES DE LA VISION-FORMATION

Formations supérieures en Optométrie

24 rue Robinson, 42100 Saint-Etienne
info@isvision.fr / 04 77 95 31 70